



INSTRUCCIONES DE USO PLATAFORMA DE COCCIÓN LÍQUIDA CREATION

SUJECIÓN ESTABLE A LA BANDEJA DE COCCIÓN

La plataforma de cocción líquida de Creation Willi Geller para todos los sistemas Creation ayuda a fijar el objeto de forma segura a la bandeja ignífuga. Resulta fácil de aplicar debido a su consistencia cremosa y sus dimensiones se mantienen estables cuando se endurece durante el proceso de cocción. Al mismo tiempo, el calor se distribuye por el objeto perfectamente durante la cocción.





APLICACIÓN

La plataforma de cocción se aplica directamente con la jeringa en la corona o se aplica al objeto de cerámica de inyección, que a continuación se coloca con cuidado sobre el vástago de la bandeja de cocción.

COCCIÓN

En el horno para cerámica, el material especial se endurece por completo estabilizando así el trabajo del técnico durante el proceso de cocción; de esta forma se obtiene un soporte seguro para las incrustaciones, aposiciones y estratificaciones.

Preguntas técnicas: technic@creation-willigeller.com
Erratas y errores de impresión exceptuados.
Sujeto a cambios en cualquier momento.

RETIRADA

Tras la cocción, la pasta solidificada se puede retirar con rapidez poniéndola bajo el agua corriente con un instrumento, sin dejar ningún residuo. Si es necesario, se puede finalizar arenando con perlas de pulido a una presión máxima de 2 bares.

Cuando se usen los materiales de Creation LF para la técnica de estratificación, es absolutamente imprescindible evitar el contacto con la plataforma de cocción.

ALMACENAMIENTO

La plataforma de cocción líquida debe guardarse en un lugar fresco y seco, manteniendo el sello hermético.

Distribuidor
Creation Willi Geller International GmbH
Koblacherstraße 3, 6812 Meiningen, Austria
Tel. +43 (0)5522 76784
Fax. +43 (0)5522 73699
info@creation-willigeller.com
www.creation-willigeller.com

Fabricante
KLEMA Dentalprodukte GmbH
Koblacherstr. 3a, 6812 Meiningen, Austria