

# LS COLOR CHART



A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
<b>DENTINE</b>															
BD-A	BD-B	BD-BO		OD-32 havanna	OD-37 curry	OD-41 orange	OD-43 ivory		E-57	E-58	E-59	E-60		S-AB	
<b>BLEACH DENTINE</b>			<b>OPAQUE DENTINE</b>					<b>ENAMEL</b>					<b>BLEACH EN.</b>		
OT+	OT opal	Geller- Mix	NT neutral	TI-01 blue	TI-02 white	TI-03 pink	TI-04 yellow	TI-05 grey		SI-02 medium yellow	SI-04 light orange	SO-10 blue		PS-0 white	
<b>TRANSPA</b>									<b>EFFECT ENAMEL</b>				<b>PEARL ENAMEL</b>		
HT-51 irides- cent	HT-52 khaki	HT-53 sand	HT-54 honey		CL-O clear		MI-61 ivory	MI-63 honey yellow			KM			GL	
<b>NECK TRANSPA HIGH FLUORESCENT</b>				<b>CLEAR</b>		<b>MAKE IN HIGH FLUORESCENT INTERNAL POWDER</b>			<b>CORRECTION POWDER</b>			<b>GLAZE</b>			

# LS-PRESS COLOR CHART

MO-0	MO-1	MO-2													
<b>MEDIUM OPACITY</b>															
LT-B00	LT-B0	LT-A1	LT-A2	LT-A3	LT-B1	LT-A	LT-B	LT-C	LT-D						
<b>LOW TRANSLUCENCY</b>															
MT-B00	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3	MT-B1	MT-B2	MT-D2								
<b>MEDIUM TRANSLUCENCY</b>															
HT-B00	HT-B0	HT-1	HT-2	HT-3	HT-4										
<b>HIGH TRANSLUCENCY</b>															

# LS FARBTABLELLE / COLOR CHART



## CREATION LS

Vita® Shade	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Dentine	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Enamel	E-58	E-58	E-59	E-59	E-60	E-57	E-59	E-59	E-59	E-60	E-59	E-59	E-60	E-60	E-59	E-59
Clear	CL-O clear								UC window							

Massen, die nicht in Relation zum Vita®-Farbschlüssel stehen / Materials which are not related to the Vita®shade guide:

Opaque Dentine Modifier	OD-32 havanna				OD-37 curry				OD-41 orange				OD-43 ivory					
Transpa	OT+		OT opal		Geller-Mix		NT neutral		TI-1 blue		TI-2 white		TI-3 pink		TI-4 yellow		TI-5 grey	
Effect Enamel	SI-02 medium yellow						SI-04 light orange						SO-10 blue					
Pearl Enamel	PS-0 white																	
Neck Transpa	HT-51 iridescent				HT-52 khaki				HT-53 sand				HT-54 honey					
Make In	MI-61 ivory								MI-63 honey yellow									
Glaze	GL																	
Bleach	BD-A				BD-B				BD-B0				S-AB					

## CREATION LS-PRESS

Vita® Shade	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
MO Medium Opacity	MO-1		MO-2			MO-1		MO-2		MO-1		MO-2				
LT Low Translucency	LT-A LT-A1	LT-A LT-A2	LT-A LT-A2/-A3		LT-A LT-A3	LT-B0 LT-B1	LT-B	LT-B	LT-B LT-A3	LT-C LT-B1	LT-C LT-A1	LT-C	LT-C	LT-D	LT-D	LT-D
MT Medium Translucency	MT-A1	MT-A2	MT-A2/-A3		MT-A3	MT-B0 MT-B1	MT-B2	MT-B2	MT-A3	MT-B1	MT-A1	MT-D2	MT-D2	MT-D2	MT-D2	MT-A2
HT High Translucency	HT-2		HT-3		HT-4	HT-1	HT-3		HT-4	HT-3		HT-4		HT-3		

Massen, die nicht in Relation zum Vita®-Farbschlüssel stehen / Materials which are not related to the Vita®shade guide:

Bleach	MO-0	LT-B00	LT-B0	MT-B00	MT-B0	HT-B00	HT-B0									
--------	------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vita® ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Deutschland.  
Vita® is a registered trade mark of VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Germany.