



CREAPEARL 2 TABLA DE COMBINACIONES		
Anterior SUP	Anterior INF	Posterior SUP e INF
A71	U3	DM / EM / FM / GM
A73	U7	DM / EM / FM / GM
A75	U7	DS / ES / FS / GS
A78	U7	DM / EM / FM / GM
A79	U5	DM / EM / FM / GM
V61	U1	DL
V63	U3	DM / EM / FM / GM
V65	U5	DM / EM / FM / GM
V68	U9	DS / ES / FS / GS
V69	U5	DM / EM / FM / GM

Distribuidor
Creation Willi Geller International GmbH
Koblacherstraße 3, 6812 Meiningen, Austria
Tel. +43 (0)5522 76784, Fax +43 (0)5522 76784-59
info@creation-willigeller.com, www.creation-willigeller.com

Fabricante
KLEMA Dentalprodukte GmbH
Koblacherstr. 3a, 6812 Meiningen, Austria



Reservado el derecho a errores de impresión y redacción. Pueden realizarse modificaciones en cualquier momento. © Creation Willi Geller International GmbH EN ISO 22112:2006 911004 09/21



WWW.CREATION-WILLIGELLER.COM

El arte dental del diseño natural y estético

Simplemente porque la naturalidad cuenta: los dientes anteriores y posteriores Creapearl 2 impresionan no solo por su estética deslumbrante, sino por su funcionalidad universal. De este modo, se satisfacen las exigencias de máxima individualidad. Además, el tallado mínimo del cuerpo del diente amplía las posibilidades de adaptación de la forma del diente.

Gracias al complejo proceso de fabricación, a los materiales de alta calidad y al núcleo de dentina con carácter, las líneas de dientes anteriores y posteriores, independientes del sistema, garantizan al protésico dental unos **dientes artificiales** absolutamente **fieles a los naturales en cuanto al color, a la forma y a la función**. Además están adaptados al sistema de colores VITA®.

Creapearl 2 Anterior
Gracias a sus tonalidades vivas, Creapearl 2 Anterior es un diente anterior clásico con una gran variedad de formas. También impresionan su **estratificación semejante a la natural**, con una mayor opalescencia, fluorescencia y translucidez, así como su estructura superficial idéntica a la natural.

Creapearl 2 Posterior
El diente posterior posee una **elevada resistencia a la abrasión**, así como una mayor estabilidad y resistencia vertical, para una larga vida útil y resistente a la placa. La **morfología natural de su superficie** garantiza también gran facilidad y comodidad de uso.

El concepto básico de la línea de dientes Creapearl 2 consiste en reproducir el carácter y la función de un diente natural utilizando PMMA reforzado. La forma se adapta a la función, con lo que se garantizan los **principios fundamentales de Creation**:

- Mayor opacidad
 - Dentina cromática
 - Recubrimiento de esmalte opalescente
 - Estratificación individual con altos contrastes (color/blanco, opacidad/traslucidez)
- Mientras que la forma y la textura superficial de los dientes anteriores Creapearl 2 fueron diseñadas por el maestro en materiales cerámicos Willi Geller, el maestro protésico dental Dieter Schulz, con su dilatada experiencia en la técnica de encerado NAT/NFR, diseñó los dientes posteriores utilizando la brújula oclusal. Gracias a este sencillo concepto de montaje y al **diseño multifuncional de las superficies masticatorias** (con espacios libres en oclusión), se pueden realizar todo tipo de montajes de dientes y de relaciones intermaxilares.

Creapearl 2: ¡funcional y natural en todos los diseños de montaje!

ASPECTOS DESTACADOS DE CREAPEARL 2:

- Línea de dientes anteriores y posteriores fieles en cuanto al color y a la función
- Efecto de profundidad dinámica del color para la reducción sin alteración cromática
- Espacios interproximales cerrados para una estética rosa y blanca vital ("Geller Wing")
- Estructura expresiva y natural del relieve oclusal
- Excelente resistencia a la abrasión
- Formas de dientes con carácter: uso universal y posibilidad de adaptación individual

VITA® es una marca registrada de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Alemania.

a

b

c

A71

a 51,0

b 11,7

c 9,2

A73

a 45,4

b 11,5

c 8,0

A75

a 45,1

b 11,3

c 8,4

A78

a 45,9

b 9,9

c 8,3

A79

a 46,4

b 10,2

c 8,4

V61

a 53,7

b 12,7

c 10,0

V63

a 50,5

b 12,2

c 9,5

V65

a 48,1

b 12,0

c 8,9

V68

a 44,7

b 11,1

c 8,0

V69

a 47,9

b 9,9

c 8,7

a

b

c

U1

a 41,2

b 11,5

c 6,0

U3

a 39,6

b 11,3

c 5,6

U5

a 38,7

b 9,7

c 5,4

U7

a 36,1

b 10,1

c 5,1

U9

a 33,8

b 10,6

c 4,6

Relaciones de contacto en oclusión estática



Dynamicline
Calota: 140
Inclinación de trayectoria condilar (HCN) FH 45° / CE 30°
Ángulo de Bennet 10°, ISS 0,5mm
Lateroretrusión (LRT) 20°
Retrusión (RT) 0,5mm



Balanceline E
Calota: 140
Inclinación de trayectoria condilar (HCN) FH 30° / CE 15°
Ángulo de Bennet 10°, ISS 1,0 mm
Lateroretrusión (LRT) 20°
Retrusión (RT) 1,0mm

Morfología de la construcción (NAT)
Morfología funcional ampliada (NFR)
Maestro protésico dental Dieter Schulz

DL

a 35,7

b 39,7

c 12,5

d 11,5

DM

a 33,4

b 36,0

c 12,0

d 10,7

DS

a 30,9

b 33,7

c 10,5

d 9,1

EM

a 33,5

b 36,2

c 12,0

d 10,9

ES

a 31,2

b 34,1

c 10,5

d 9,2

FM

a 33,5

b 36,2

c 12,0

d 10,9

FS

a 31,2

b 34,1

c 10,5

d 9,2

GM

a 31,3

b 33,4

c 11,0

d 10,0

GS

a 29,7

b 32,3

c 9,8

d 9,4

Datos técnicos	Dynamicline (D)	Balanceline (E, F)
Tamaño	S, M, L	S, M
	Morfología de la construcción (NAT)	Morfología funcional ampliada (NFR)
Inclinación de la trayectoria condilar	FH 45° / CE 30°	FH 30° / CE 15°
Ángulo de Bennet	10°	10°
Desplazamiento lateral inmediato	hasta 0,5mm	1,0mm
Retrusión	hasta 0,5mm	1,0mm
Lateroretrusión	20°	20°

Relaciones de contacto en oclusión estática



Balanceline F
Reducción basal
Calota: 140
Inclinación de trayectoria condilar (HCN) FH 30° / CE 15°
Ángulo de Bennet 10°, ISS 1,0mm
Lateroretrusión (LRT) 20°
Retrusión (RT) 1,0mm



Gnathosline G / Willi Geller
Calota: 140
Gracias a la forma anatómica y a la inclinación de las cúspides se puede utilizar sin problema en la técnica combinada y en prótesis totales.

