

Creation LS Press

Dissilicato de lítio

Creation LS

Recobrimento cerâmico para dissilicato de lítio



CREATION LS – Recobrimento cerâmico para dissilicato de lítio

Creation LS – porque a estética importa

Creation LS é um recobrimento cerâmico desenvolvido especificamente para a Creation LS Press. É uma matriz de cristal enriquecida com feldspato, o que permite à cerâmica Creation LS uma opacidade natural, similar ao dente natural.

A gama de cores da cerâmica de estratificação segue o conceito de Willi Geller e, por isso, ao das cerâmicas Creation já existentes. Isto permite o recobrimento das restaurações da Creation LS Press, seguindo o conceito de estratificação habitual.



CREATION LS / LS PRESS

Um sistema, um objetivo - a estética!

Creation LS/LS Press é um sistema cerâmico para a fabricação e recobrimento de restaurações de cerâmica sem metal sobre dissilicato de lítio.

A Creation LS Press e a sua correspondente cerâmica de recobrimento Creation LS, seguem a filosofia de Creation Willi Geller,

acreditada há mais de 30 anos, e que proporciona aos técnicos de prótese dentária, materiais de primeira qualidade para a fabricação de próteses individualizadas e de beleza natural.



LIBERDADE CRIATIVA COM CERÂMICA PREENSADA!

Creation LS Press

As pastilhas da Creation LS Press fabricam-se mediante um processo técnico especial que permite utilizar micro cristais de dissilicato de lítio que preenchem completamente a matriz cristalina. Esta particularidade consiste na distribuição homogéna e o elevado grau de preenchimento com dissilicato de lítio microcristalino. Obtem-se assim um material com extraordinárias propriedades físicas e uma estética natural das restaurações.



- Elevada resistência graças a sua estrutura cristalina homogéna: > 500MPa
- Preparos minimamente invasivos: 0,3mm (faceta), 0,8mm (dente anterior)
- Liberdade criativa na fabricação para cerâmica total, volume parcial, Cut-Back, micro recobrimento e técnica de maquilhagem
- Ampla gama de indicações: inlays, onlays, facetas, facetas oclusais, estruturas para recobrimento, restaurações monolíticas, coroas ferulizadas
- Ampla gama de cores e translúcidos

Características do produto Creation LS Press

Descrição do produto	Codificação de translucência	Técnica de aplicação recomendada	Informações complementares
Creation LS Press MO	Medium Opacity	Fabrico de estruturas para recobrimento integral	Corresponde parcialmente à opacidade das dentinas opacas ou das estruturas de óxido de zircónio de primeira geração
Creation LS Press LT	Low Translucency	Coroas parcialmente recobridas ou técnica de Cut-back	Corresponde à opacidade da dentina ou da dentina de transição
Creation LS Press MT	Medium Translucency	Restaurações totalmente anatómicas para a técnica de maquilhagem ou de micro estratificação (Capa fina para uma melhor estética)	Translucência média, grau de opacidade entre a dentina e o esmalte dentário
Creation LS Press HT	High Translucency	Inlays, Onlays, facetas, facetas oclusais	Elevada translucidez, comparavel ao esmalte dentário

Tabela de referência de cores Creation LS Press

Cor dos dentes Vita®-Shade	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
MO Medium Opacity	MO-1		MO-2			MO-1		MO-2		MO-1		MO-2				
LT Low Translucency	LT-A LT-A1	LT-A LT-A2	LT-A LT-A2/-A3		LT-A LT-A3	LT-B0 LT-B1	LT-B	LT-B	LT-B LT-A3	LT-C LT-B1	LT-C LT-A1	LT-C	LT-C	LT-D	LT-D	LT-D
MT Medium Translucency	MT-A1	MT-A2	MT-A2/-A3		MT-A3	MT-B0 MT-B1	MT-B2	MT-B2	MT-A3	MT-B1	MT-A1	MT-D2	MT-D2	MT-D2	MT-D2	MT-A2
HT High Translucency	HT-2		HT-3		HT-4	HT-1	HT-3			HT-4	HT-3		HT-4		HT-3	

Materiais não relacionados com guia de cores Vita®:

Bleach	MO-0	LT-B00	LT-B0	MT-B00	MT-B0	HT-B00	HT-B0	
--------	------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--

ESPECTRO CROMÁTICO INSPIRADOR

Porque a estética importa!

A estética oral consegue-se com uma cerâmica que possui o tom correcto e suficiente saturação de cor, que confere às restaurações uma refração natural da luz, suficiente brilho, opalescência e fluorescência.

A Creation LS cumpre com todos estes critérios, é perfeitamente compatível para a ceramização sobre as pastilhas Creation LS Press e proporciona ao ceramista total liberdade na hora de realizar restaurações fiéis ao original.



Christian Vordermayer, Oral Design

O QUE DIZEM OS PROFISSIONAIS

Prensar, recobrir e individualizar com dissilicato de lítio!



«A nova cerâmica de injeção Creation LS Press e a cerâmica de estratificação Creation LS, são para mim a combinação perfeita de materiais para a fabricação eficiente de restaurações de dissilicato de lítio. Inclusive depois de várias cocções, o valor da luminosidade e o tom da cerâmica de injeção permanecem estáveis e proporcionam resultados previsíveis. Isto permite uma realização muito eficiente de restaurações estéticas, que surpreendem pelas suas excelentes propriedades ópticas, como a translucidez, a fluorescência e a opalescência».

Sonia Cattazzo, Oral Design



«Com a Creation LS, finalmente disponho de uma cerâmica de recobrimento para dissilicato de lítio, que me oferece uma grande variedade para a fabricação de restaurações de efeito natural. O conceito cromático correspondente às conhecidas cerâmicas Creation, com uma extraordinária reflexão da luz, muito brilho e cores intensas e dinâmicas. A combinação da Creation LS Press e a Creation LS, oferece-me muitas vantagens no meu trabalho diário e facilita-me a fabricação de restaurações que parecem ganhar vida».

Sebastien Mosconi, Oral Design



«Estou impressionado com os resultados que alcanço com a nova cerâmica de recobrimento Creation LS. As massas de estratificação, oferecem diferentes graus de translucidez, como a dentina opaca, dentina ou diferentes massas de esmalte e de efeitos, para além da possibilidade de conseguir efeitos extraordinários com a técnica maquiagem interna. Valorizo o elevado brilho e a fluorescência das pastilhas de injeção que permitem conseguir um efeito natural na boca do paciente. Não há qualquer dúvida que utilizarei a Creation LS no meu laboratório».

Javier Perez, Oral Design



PARA UM BOM COMEÇO



Creation LS Intro Kit A1, A2 | 830081



Creation LS Intro Kit A3 | 830082



Creation LS Starter Kit, Bleach, A1, A2, A3 | 830080



Creation LS Kit | 830083



WILLI GELLER
Creation

Distribuido:
CREATION WILLI GELLER INTERNATIONAL GMBH
Koblacherstraße 3
6812 Meiningen, Austria
Tel. +43 5522 76784
www.creation-willigeller.com

Questões Técnicas:
technic@creation-willigeller.com

Sujeito a erros de impressão e de composição.
Podem ser feitas alterações a qualquer momento.