

ITALIANO

WILLI GELLER
Creation

Creation Magic Colour

Dove finisce la tecnologia, inizia l'arte



UN SISTEMA DI COLORI ...

... fatto per l'odontotecnico

La produzione digitale di restauri monolitici è efficiente e i risultati che ne derivano ottimi. Per soddisfare ulteriormente le esigenze estetiche del tecnico, Creation ha ideato e sviluppato i nuovi supercolori, Magic Colour. Questo sistema di colori crea un collegamento diretto tra i processi di produzione digitali e il know-how artigianale di ogni suo utilizzatore.

Estetica senza compromessi


Magic Colour è usato per accentuare e caratterizzare la superficie di restauri monolitici in zirconio o disilicato di litio. La combinazione polvere-liquido, nel sistema dei colori, apre numerose possibilità di elaborazioni ed è molto facile nell'applicazione: Miscelati con Magic Colour Liquid GL, i colori in polvere finemente macinati diventano pasta, risultando così estremamente performanti e affidabili anche in strati molto sottili.

Una brillantezza naturale che nasce dall'interno

Sia per la glasura delle superfici, che per la caratterizzazione degli effetti di colore o in combinazione con la microstratificazione, Magic Colour è il punto di partenza per un'estetica a più strati. Soprattutto nei restauri monolitici anteriori, la microstratificazione con Creation ZI-F (per biossido di zirconio) o Creation LS (per disilicato di litio) assicura ancora più estetica, profondità e brillantezza. Con Magic Colour ogni restauro porta la firma del proprio creatore.

I punti di forza dei Magic Colour:

- Ampia possibilità di lavorazioni grazie al sistema polvere-liquido
- Caratterizzazione di ceramiche fresate, pressate e stratificate, in particolare di restauri monolitici in biossido di zirconio e disilicato di litio
- Colorazione graduale della ceramica da stratificazione
- Colorazione della superficie e utilizzo durante la microstratificazione
- Effetto ottico naturale grazie alla fluorescenza della polvere a grana fine



CREATION MAGIC COLOUR SYSTEM

Creation Magic Colour è un sistema di prodotti per la caratterizzazione individuale dei restauri dentali.

Il sistema consiste nei seguenti campi di applicazione: Ambiti di utilizzo:

Magic Colour – Dentine Shade

Adattamento alla scala colori Vita A–D



Magic Colour – Glaze

Lucentezza naturale dei restauri



Magic Colour – Make In

Replica dei mammelloni



Magic Colour – Gingiva Shade

Imitazione naturale della mucosa orale




Magic Colour – Liquid

Consistenza del materiale ideale per la lavorazione




Magic Colour Liquid GL è un liquido di miscelazione per polveri coloranti appositamente sviluppato per la tecnica di colorazione.



Il Magic Colour Special Liquid ML è stato sviluppato esclusivamente per la microstratificazione con Creation ZI-F e Creation LS. Assicura una consistenza ceramica cremosa, omogenea e densa, permettendo così l'applicazione in strati molto sottili. A causa della bassa contrazione volumetrica e dell'alta densità, la superficie dopo la cottura si presenta con un effetto di auto-lucentezza.

Magic Colour – Highlight

Per la libertà individuale nella caratterizzazione con colori



ASSORTIMENTO CREATION MAGIC COLOUR

Magic Colour Professional Kit I 001205

Il kit contiene l'assortimento completo di colori, glasure e liquidi - per un'estetica sia bianca che rossa.



Dentine Shade		
1	DS-A	3g
1	DS-B	3g
1	DS-C	3g
1	DS-D	3g
Highlight		
1	HL-1 white	3g
1	HL-2 eggshell	3g
1	HL-3 lemon yellow	3g
1	HL-4 mandarine	3g
1	HL-5 flamingo	3g
1	HL-6 apricot	3g
1	HL-7 light brown	3g
1	HL-8 medium brown	3g
1	HL-9 olive	3g
1	HL-10 red	3g
1	HL-11 dove blue	3g
1	HL-12 grey	3g
1	HL-13 deep blue	3g
1	HL-14 fissure	3g
1	HL-15 illusion	3g

Make In		
1	MI-61 ivory	3g
1	MI-63 honey yellow	3g
Gingiva Shade		
1	GS-1 raspberry	3g
1	GS-2 salmon red	3g
1	GS-3 red violet	3g
Glaze		
1	Glaze Fluo	3g
1	Glaze	3g
Liquid		
1	Liquid GL	50 ml
1	Special Liquid ML	50 ml
Brush		
1	Brush	

Magic Colour Starter Kit ZI-F I 001206

Il kit contiene i colori più utilizzati, glasure e liquidi per l'estetica bianca e due masse Creation ZI-F per restauri in zirconia tramite microstratificazione.



Dentine Shade		
1	DS-A	3g
1	DS-B	3g
Highlight		
1	HL-1 white	3g
1	HL-4 mandarine	3g
1	HL-6 apricot	3g
1	HL-8 medium brown	3g
1	HL-9 olive	3g
1	HL-11 dove blue	3g
Make In		
1	MI-63 honey yellow	3g
Ceramic		
1	ZI-F Transpa NT neutral	20g
1	ZI-F Transpa OT	20g

Glaze		
1	Glaze Fluo	3g
1	Glaze	3g
Liquid		
1	Liquid GL	25 ml
1	Special Liquid ML	25 ml
Brush		
1	Brush	



COSA DICONO GLI ESPERTI

Magic Colour Starter Kit LS I 001207

Il kit contiene i colori più utilizzati, glasure e liquidi per l'estetica bianca e due masse Creation LS per restauri in disilicato di litio tramite microstratificazione.



Dentine Shade		Glaze	
1	DS-A	3g	
1	DS-B	3g	
Highlight		Liquid	
1	HL-1 white	3g	
1	HL-4 mandarine	3g	
1	HL-6 apricot	3g	
1	HL-8 medium brown	3g	
1	HL-9 olive	3g	
1	HL-11 dove blue	3g	
Make In		Brush	
1	MI-63 honey yellow	3g	
Ceramic			
1	LS Transpa NT neutral	20g	
1	LS Transpa OT	20g	



L'assortimento Magic Colour comprende tutti i colori necessari per un'estetica bianca e rossa. Grazie al concetto polvereliquido, la consistenza e l'intensità dei colori può essere regolata individualmente. I colori coprono perfettamente le superfici delle strutture bianche o precolorate e quindi servono come base per la microstratificazione. Magic Colour offre tanta libertà nella realizzazione di restauri monolitici con risultati predicibili.



Stefan Picha – Oral Design



Tramite Magic Colour mi si aprono nuove possibilità nella realizzazione di restauri monolitici. I colori possono essere applicati uniformemente a strati molto sottili e gli effetti ottenuti risultano estremamente naturali. Magic Colour ha una stabilità di cottura molto alta e l'omogeneità delle superfici è "impressionante". Tramite microstratificazione si ottiene un ulteriore miglioramento dell'estetica. Così, con solo due cotture si ottiene una buona estetica e si ottimizza l'efficienza nella caratterizzazione individuale dei restauri dentali.



Alexander Conzmann – Oral Design



WILLI GELLER
Creation



Distributore:
CREATION WILLI GELLER INTERNATIONAL GMBH
Koblacherstraße 3
6812 Meiningen, Austria
Tel. +43 5522 76784
www.creation-willigeller.com

Domande tecniche:
technic@creation-willigeller.com

Con riserva di errori di stampa e di
composizione. Con riserva di modifiche.